

Produktname: Dab1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe86673**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Geliefert in 50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein. Haltbar für 12 Monate ab Erhalt.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:2000
Molekulargewicht	Calculated MW:64 kDa; Observed MW:80 kDa

Antigen-Informationen

Genname	Dab1
Alternative Namen	scm; scr; yot; AI956902; scrambler; C630028C02Rik
Gen-ID	13131
SwissProt ID	P97318
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen Dab1


Hintergrund

Adaptermolekül mit Funktion in der neuronalen Entwicklung. Kann die SIAH1-Aktivität regulieren.

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Extrakten aus Mausgehirngewebe unter Verwendung des monoklonalen Kaninchenantikörpers Dab1 in einer Verdünnung von 1:1000.