

Produktname: SMG5 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe86690**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,IHC,ICC/IF
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Geliefert in 50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein. Haltbar für 12 Monate ab Erhalt.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:5000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:100-1:200
Molekulargewicht	Calculated MW:114 kDa; Observed MW:114 kDa

Antigen-Informationen

Genname	SMG5
Alternative Namen	EST1B; SMG-5; LPTSRP1; LPTS-RP1
Gen-ID	23381
SwissProt ID	Q9UPR3
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen SMG5

Hintergrund


SMG5 ist am Nonsense-vermittelten mRNA-Abbau beteiligt (Ohnishi et al., 2003 [PubMed 14636577]).[bereitgestellt von

OMIM, März 2008]

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Extrakten aus HeLa-Zellen unter Verwendung des monoklonalen Kaninchen-Antikörpers SMG5 in einer Verdünnung von 1:1000.