

**Produktname: CD26 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe86841**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IHC
<b>Reaktivität</b>	Menschlich
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Geliefert in 50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein. Haltbar für 12 Monate ab Erhalt.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:2000,IHC 1:200-1:1000
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW:88 kDa; Observed MW:120 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	CD26
<b>Alternative Namen</b>	CD26; ADABP; ADCP2; DPPiV; TP103
<b>Gen-ID</b>	1803
<b>SwissProt ID</b>	P27487
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid des humanen CD26

**Hintergrund**


Das von diesem Gen kodierte Protein ist identisch mit dem Adenosin-Deaminase-Komplexprotein-2 und dem T-Zell-

Aktivierungsantigen CD26. Es handelt sich um ein intrinsisches Membranglykoprotein und eine Serin-Exopeptidase, die X-Prolin-Dipeptide vom N-Terminus von Polypeptiden abspaltet. [bereitgestellt von RefSeq, Juli 2008]

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Extrakten aus Caco-2-Zellen unter Verwendung eines monoklonalen Kaninchen-Antikörpers gegen CD26 in einer Verdünnung von 1:1000.