

Produktname: C2orf69 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe86916**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB
Reaktivität	Menschlich
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Geliefert in 50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein. Haltbar für 12 Monate ab Erhalt.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:500-1:2000
Molekulargewicht	Calculated MW:43 kDa; Observed MW:43 kDa

Antigen-Informationen

Genname	C2orf69
Alternative Namen	UPF0565 protein C2orf69
Gen-ID	205327
SwissProt ID	Q8N8R5
Immunogen	Rekombinantes Protein des humanen C2orf69


Hintergrund

UPF0565 Protein C2orf69

Forschungsbereich

-

Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Extrakten aus U937-Zellen unter Verwendung des monoklonalen Kaninchen-Antikörpers C2orf69 in einer Verdünnung von 1:1000.