

Produktname: HIF1AN/FIH-1 Kaninchen-monoklonaler Antikörper**Katalog-Nr.: AMRe87233**

Nur für Forschungszwecke.

Zusammenfassung

Beschreibung	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
Host	Kaninchen
Anwendung	WB,FC
Reaktivität	Mensch, Maus, Ratte
Konjugation	Unkonjugiert
Modifikation	Unverändert
Isotyp	IgG
Klonalität	Monoklonal
Form	Flüssig
Konzentration	-
Lagerung	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
Versand	Eisbeutel
Puffer	Geliefert in 50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein. Haltbar für 12 Monate ab Erhalt.
Aufreinigung	Affinitätsreinigung

Anwendung

Verdünnungsverhältnis	WB 1:1000-1:5000,FC 1:100-1:1000
Molekulargewicht	Calculated MW:40 kDa; Observed MW:40 kDa

Antigen-Informationen

Genname	HIF1AN/FIH-1
Alternative Namen	FIH1
Gen-ID	55662
SwissProt ID	Q9NWT6
Immunogen	Ein synthetisches Peptid des humanen HIF1AN/FIH-1

Hintergrund

Hydroxyliert HIF-1 alpha an 'Asn-803' in der C-terminalen Transaktivierungsdomäne (CAD)

Forschungsbereich

-

Bilddaten

Western-Blot-Analyse von Extrakten aus Jurkat-Zellen unter Verwendung des monoklonalen Kaninchen-Antikörpers HIF1AN/FIH-1 in einer Verdünnung von 1:1000.