

**Produktname: CD8B Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe87412**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,FC,IP
<b>Reaktivität</b>	Maus
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Geliefert in 50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein. Haltbar für 12 Monate ab Erhalt.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:2000,FC 1:200-1:500,IP 1:20-1:50
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW:24 kDa; Observed MW:27-32 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	CD8B
<b>Alternative Namen</b>	Cd8b; Ly-3; Ly-C; Lyt-3
<b>Gen-ID</b>	12526
<b>SwissProt ID</b>	P10300
<b>Immunogen</b>	Rekombinantes Protein der Maus CD8B

**Hintergrund**


Integrales Membranglykoprotein, das eine wesentliche Rolle in der Immunantwort spielt und vielfältige Funktionen bei der

Abwehr sowohl äußerer als auch innerer Angriffe erfüllt.

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Extrakten aus Maus-Thymusgewebe unter Verwendung eines monoklonalen Kaninchen-Antikörpers CD8B in einer Verdünnung von 1:1000.