

**Produktname: CD33 Kaninchen-monoklonaler Antikörper****Katalog-Nr.: AMRe87832**

Nur für Forschungszwecke.

**Zusammenfassung**

<b>Beschreibung</b>	Rekombinanter monoklonaler Kaninchenantikörper
<b>Host</b>	Kaninchen
<b>Anwendung</b>	WB,IHC,ICC/IF,IP
<b>Reaktivität</b>	Menschlich
<b>Konjugation</b>	Unkonjugiert
<b>Modifikation</b>	Unverändert
<b>Isotyp</b>	IgG
<b>Klonalität</b>	Monoklonal
<b>Form</b>	Flüssig
<b>Konzentration</b>	-
<b>Lagerung</b>	Aliquotieren und bei -20°C lagern (12 Monate haltbar).Frost/Tau-Zyklen vermeiden.
<b>Versand</b>	Eisbeutel
<b>Puffer</b>	Geliefert in 50 mM Tris-Glycin (pH 7,4), 0,15 M NaCl, 40 % Glycerin, 0,01 % Natriumazid und 0,05 % Schutzprotein. Haltbar für 12 Monate ab Erhalt.
<b>Aufreinigung</b>	Affinitätsreinigung

**Anwendung**

<b>Verdünnungsverhältnis</b>	WB 1:500-1:2000,IHC 1:100-1:200,ICC/IF 1:20-1:50,IP 1:20-1:50
<b>Molekulargewicht</b>	Calculated MW:40 kDa; Observed MW:70-80 kDa

**Antigen-Informationen**

<b>Genname</b>	CD33
<b>Alternative Namen</b>	p67; SIGLEC3; SIGLEC-3
<b>Gen-ID</b>	945
<b>SwissProt ID</b>	P20138
<b>Immunogen</b>	Ein synthetisches Peptid des humanen CD33

**Hintergrund**


Sialinsäure-bindendes Immunglobulin-ähnliches Lektin (Siglec), das eine Rolle bei der Vermittlung von Zell-Zell-Interaktionen

und bei der Aufrechterhaltung von Immunzellen im Ruhezustand spielt (PubMed:10611343, PubMed:15597323, PubMed:11320212)

## Forschungsbereich

-

## Bilddaten



Western-Blot-Analyse von Extrakten aus U937-Zellen unter Verwendung eines monoklonalen Kaninchen-Antikörpers gegen CD33 in einer Verdünnung von 1:1000.