

製品名: FGFR4 マウスモノクローナル抗体

カタログ番号: AMM00718

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	ICC/IF
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20℃で保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% アジ化ナトリウムを含む PBS 液 (pH 7.3)。
精製	腹水

応用

希釈倍率	ICC/IF 1:50-1:200
分子量	-

抗原情報

遺伝子名	FGFR4
別名	FGFR4; JTK2; TKF; Fibroblast growth factor receptor 4; FGFR-4; CD334
遺伝子 ID	2264
SwissProt ID	P22455
免疫原	ヒト FGFR4 の合成ペプチド


背景

酸性線維芽細胞増殖因子の受容体。塩基性線維芽細胞増殖因子には結合しない。FGF19 に結合する。


研究分野

心血管系

画像データ



FGFR4 抗体を使用したヒト FGFR4 (aa22369) 溶解物中の FGFR4 のウエスタン プロット 分析。



FGFR4hIgGfc を導入した HEK293 細胞における FGFR4 の FGFR4 抗体 (緑) を使用した 免疫蛍光分析。青: DRAQ5 蛍光 DNA 色素。