

製品名: GATA6 (3H3) マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM03431**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% アジ化ナトリウムを含む PBS 液 (pH 7.3)。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 60 kDa; Observed MW: 60 kDa

抗原情報

遺伝子名	GATA6
別名	GATA6; Transcription factor GATA-6; GATA-binding factor 6
遺伝子 ID	2627
SwissProt ID	Q92908
免疫原	-

背景

終末分化および/または増殖を制御するために重要であると考えられています。

研究分野

エピジェネティクスと核シグナル伝達

画像データ

GATA6 抗体を使用した HeLa および 293 溶解物中の GATA6 のウェスタン ブロット分析

