

製品名: HARS (4H5) マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM03557**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	人間、ネズミ、サル
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	50% グリセロール、0.5% 保護タンパク質、0.02% アジ化ナトリウムを含む PBS 液 (pH 7.3)。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 57 kDa; Observed MW: 57 kDa

抗原情報

遺伝子名	HARS1
別名	HRS; CMT2W; USH3B
遺伝子 ID	3035
SwissProt ID	P12081
免疫原	ヒト HARS の合成ペプチド


背景

細胞質ヒスチジン-tRNA リガーゼ（おそらく）。軸索誘導に役割を果たす。

研究分野

免疫学

画像データ



HARS 抗体を使用した、T47D、3T3、COS7、C6、および HeLa 溶解物中の HARS のウエスタン ブロット分析。