

製品名: HH3 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM81428**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,ELISA,FC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:2000,ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400
分子量	15.4kDa

抗原情報

遺伝子名	HH3
別名	HIST2H3A;H3/n; H3/o
遺伝子 ID	333932.0
SwissProt ID	Q71DI3
免疫原	大腸菌で発現したヒト HH3 (AA: 121-136) の合成ペプチド断片。


背景

ヒストンは、真核生物の染色体繊維のヌクレオソーム構造を担う基本的な核タンパク質です。この構造は、4つのコアヒストン (H2A、H2B、H3、H4) がそれぞれ対になって構成される八量体であるヌクレオソームに巻き付いた約 146 bp の DNA で構成され


ています。クロマチン繊維は、リンカーヒストン H1 とヌクレオソーム間の DNA との相互作用によってさらに凝縮され、高次のクロマチン構造を形成します。この遺伝子はイントロンを持たず、ヒストン H3 ファミリーのメンバーをコードしています。この遺伝子からの転写産物にはポリ A 末端がなく、代わりに回文終結要素が含まれます。この遺伝子は、1 番染色体上のヒストンクラスターに存在します。この遺伝子は、クラスター内で重複する 4 つのヒストン遺伝子の 1 つであり、このレコードはセントロメアコピーを表しています。

研究分野


画像データ



黒線: コントロール抗原 (100 ng); 紫線: 抗原 (10 ng); 青線: 抗原 (50 ng); 赤線: 抗原 (100 ng);



K562(1)、C6(2)、HEK293(3)、PC-12(4)および NIH/3T3(5)細胞溶解物に対する HH3 マウス mAb を用いたウエスタンブロット解析。



HH3 マウス mAb (緑) とネガティブ コントロール (赤) を使用した NIH/3T3 細胞のフローサイトメトリー分析。