

製品名: CD336 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM82159**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	ELISA,FC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	ELISA 1:5000-1:20000,FC 1:200-1:400
分子量	30.7kDa

抗原情報


遺伝子名	CD336
別名	NCR2; LY95; NKP44; NK-p44; dJ149M18.1
遺伝子 ID	9436.0
SwissProt ID	O95944
免疫原	大腸菌で発現したヒト CD336 (AA: 余分な 22-192) の精製された組み換え断片。

背景


NCR2 は細胞傷害活性受容体であり、活性化ナチュラルキラー（NK）細胞の腫瘍細胞溶解の効率向上に寄与する可能性があります。

研究分野

画像データ



黒線: コントロール抗原 (100 ng) ; 紫線: 抗原 (10 ng) ; 青線: 抗原 (50 ng) ; 赤線: 抗原 (100 ng)



CD336 マウス mAb (緑) とネガティブ コントロール (赤) を使用した HL-60 細胞のフローサイトメトリー分析。