

**製品名: D117L マウスモノクローナル抗体****カタログ番号: AMM82668**

研究使用のみ

**概要**

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	他の
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:2000
分子量	/

**抗原情報**

遺伝子名	D117L
別名	p17
遺伝子 ID	22220336.0
SwissProt ID	Q89424
免疫原	大腸菌で発現したヒト D117L (AA: 1-117) の精製された組み換え断片。


**背景**

構造タンパク質 p17 [アフリカ豚コレラウイルス]

## 研究分野

-

## 画像データ



ヒトに対する D117L mAb を用いたウェスタンブロット分析