

**製品名: CWP1 マウスモノクローナル抗体**

**カタログ番号: AMM83006**

研究使用のみ

## 概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	ELISA
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	ELISA 1:5000-1:20000
分子量	/

## 抗原情報

遺伝子名	CWP1
別名	CWP1
遺伝子 ID	5697748.0
SwissProt ID	
免疫原	大腸菌で発現したヒト CWP1 (AA: 1-241) の精製された組み換え断片。


## 背景

ジアルジア・ランブリア ATCC 50803

## 研究分野

-

## 画像データ



黒線: コントロール抗原 (100 ng) ; 紫線: 抗原 (10 ng) ; 青線: 抗原 (50 ng) ; 赤線: 抗原 (100 ng)