

製品名: EXOSC10 マウスモノクローナル抗体

カタログ番号: AMM83106

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2a
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
分子量	100.8kDa

抗原情報


遺伝子名	EXOSC10
別名	EXOSC10
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q01780
免疫原	ヒト EXOSC10 の精製組換え断片

背景


-

研究分野

画像データ



HEK-293 ライセートに対する EXOSC10 マウス mAb を用いたウェスタンブロット解析



レーン 1: HEK-293 ライセート。レーン 2: AMM83106 によって HEK-293 ライセートから免疫沈降された EXOSC10。レーン 3: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプコントロール抗体を使用します。結果: AMM83106 は EXOSC10 を免疫沈降できます。