

**製品名: COQ9 マウスモノクローナル抗体****カタログ番号: AMM83112**

研究使用のみ

**概要**

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2a
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200
分子量	35.5kDa

**抗原情報**

遺伝子名	COQ9
別名	COQ9
遺伝子 ID	
SwissProt ID	O75208
免疫原	ヒト COQ9 の精製組換え断片


**背景**

-


## 研究分野

-

## 画像データ



COQ9 マウス mAb を用いた Hep G2 溶解液に対するウェスタンブロット分析



COQ9 抗体 (AMM83112) による腎臓組織の IHC-P 分析