

製品名: IRF5 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM83120**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2a
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
分子量	55kDa

抗原情報

遺伝子名	IRF5
別名	IRF5
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q13568
免疫原	ヒト IRF5 の精製組換え断片


背景

-


研究分野

-

画像データ



THP-1 ライセートに対する IRF5 マウス mAb を用いたウェスタンブロット解析



レーン 1: THP-1 溶解物。レーン 2: AMM83120 によって THP-1 溶解物から免疫沈降された IRF5。レーン 3: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプコントロール抗体を使用します。結果: AMM83120 は IRF5 を免疫沈降できます。