

製品名: ZBTB17 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM83128**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	ヒト、ラット、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	87.9kDa

抗原情報

遺伝子名	ZBTB17
別名	ZBTB17
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q13105
免疫原	ヒト ZBTB17 の精製組換え断片

背景

-

研究分野

-

画像データ



レーン 1: U-937 溶解液 15 μ g、レーン 2: ラット肺組織溶解液 15 μ g、レーン 3: マウス肺組織溶解液 15 μ g、結果: ZBTB17 マウスモノクローナル抗体はウエスタンブロッティングで ZBTB17 を検出できます。