

**製品名: PTGES2 マウスモノクローナル抗体**

**カタログ番号: AMM83139**

研究使用のみ

## 概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
分子量	41.9kDa

## 抗原情報

遺伝子名	PTGES2
別名	PTGES2
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q9H7Z7
免疫原	ヒト PTGES2 の精製組換え断片


## 背景

-


## 研究分野

-

## 画像データ



PTGES2 マウス mAb を用いた HeLa 細胞溶解液に対するウェスタンブロット解析



レーン 1: HeLa ライセート。レーン 2: AMM83139 によって HeLa ライセートから免疫沈降された PTGES2。レーン 3: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプコントロール抗体を使用します。結果: AMM83139 は PTGES2 を免疫沈降できます。