

製品名: ALDH3A1 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM83148**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IHC
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	IHC 1:500-1:1000
分子量	/

抗原情報

遺伝子名	ALDH3A1
別名	ALDH3A1
遺伝子 ID	
SwissProt ID	P30838
免疫原	ヒト ALDH3A1 の精製組換え断片


背景

-

研究分野

-

画像データ



抗ALDH3A1抗体（ALDH3A1マウスモノクローナル抗体）による胃組織のIHC-P分析