

製品名: SCAMP5 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM83174**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IHC,IP
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200,IP 1:100-1:200
分子量	26.1kDa

抗原情報

遺伝子名	SCAMP5
別名	SCAMP5
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q8TAC9
免疫原	ヒト SCAMP5 の精製組換え断片

背景

-


研究分野

-


画像データ



SCAMP5 マウス mAb を用いたマウス脳溶解物に対するウェスタンブロット分析



レーン 1: マウス脳溶解物。レーン 2: AMM83174 によってマウス脳溶解物から免疫沈降された SCAMP5。レーン 3: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプコントロール抗体を使用します。結果: AMM83174 は SCAMP5 を免疫沈降できます。



SCAMP5 抗体 (AMM83174) による小脳組織の IHC-P 解析