

**製品名: PSMD1 マウスモノクローナル抗体**

**カタログ番号: AMM83176**

研究使用のみ

## 概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
分子量	105.8kDa

## 抗原情報

遺伝子名	PSMD1
別名	PSMD1
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q99460
免疫原	ヒト PSMD1 の精製組換え断片


## 背景

-


## 研究分野

-

## 画像データ



A-431 ライセートに対する PSMD1 マウス mAb を用いたウェスタンブロット分析



レーン 1: Hep G2 溶解物。レーン 2: AMM83176 によって Hep G2 溶解物から免疫沈降された PSMD1。レーン 3: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプコントロール抗体を使用します。結果: AMM83176 は PSMD1 を免疫沈降できます。