

**製品名:** IL36G マウスモノクローナル抗体

**カタログ番号:** AMM83207

研究使用のみ

## 概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	18.7kDa

## 抗原情報

遺伝子名	IL36G
別名	IL36G
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q9NZH8
免疫原	ヒト IL36G の精製組換え断片


## 背景

-

## 研究分野

-

## 画像データ



結果: IL36G マウスモノクローナル抗体は、ウェスタンブロットティングによってヒト IL36G を検出できます。