

**製品名: SCGB3A2 マウスモノクローナル抗体****カタログ番号: AMM83229**

研究使用のみ

**概要**

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	10.2kDa

**抗原情報**

遺伝子名	SCGB3A2
別名	SCGB3A2
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q96PL1
免疫原	ヒト SCGB3A2 の精製組換え断片


**背景**

-

## 研究分野

-

## 画像データ



マウス肺組織溶解物に対する SCGB3A2 マウス mAb を用いたウェスタンブロット分析