

製品名: CAPS マウスモノクローナル抗体

カタログ番号: AMM83245

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IHC,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2a
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
分子量	30.2kDa

抗原情報


遺伝子名	CAPS
別名	CAPS
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q13938
免疫原	ヒト CAPS の精製組換え断片

背景


-

研究分野


画像データ



U-251MG ライセートに対する CAPS マウス mAb を用いたウェスタンブロット分析



レーン 1: U-251MG 溶解物。レーン 2: AMM83245 によって U-251MG 溶解物から免疫沈降された CAPS。レーン 3: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプコントロール抗体を使用します。結果: AMM83245 は CAPS を免疫沈降できます。



CAPS 抗体 (AMM83245) による卵管組織の IHC-P 分析