

**製品名: SUOX マウスモノクローナル抗体**

**カタログ番号: AMM83318**

研究使用のみ

## 概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IHC,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200,IP 1:100-1:200
分子量	60.3kDa

## 抗原情報

遺伝子名	SUOX
別名	SUOX
遺伝子 ID	
SwissProt ID	P51687
免疫原	ヒト SUOX の精製組換え断片


## 背景

-


## 研究分野

-


## 画像データ



Hep G2 溶解物に対する SUOX マウス mAb を用いたウェスタンブロット分析



レーン 1: Hep G2 溶解物。レーン 2: AMM83318 によって Hep G2 溶解物から免疫沈降された SUOX。レーン 3: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプコントロール抗体を使用します。結果: AMM83318 は SUOX を免疫沈降できます。



SUOX 抗体 (AMM83318) による肝臓組織の IHC-P 分析