

**製品名: ARFGAP3 マウスモノクローナル抗体**

**カタログ番号: AMM83342**

研究使用のみ

## 概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IHC,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	IHC 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
分子量	/

## 抗原情報

遺伝子名	ARFGAP3
別名	ARFGAP3
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q9NP61
免疫原	ヒト ARFGAP3 の精製組換え断片


## 背景

-


## 研究分野

-

## 画像データ



レーン 1: Ramos 溶解物。レーン 2: ARFGAP3 マウス モノクローナル抗体によって Ramos から免疫沈降された ARFGAP3。レーン 3: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプコントロール抗体を使用しています。結果: ARFGAP3 マウス モノクローナル抗体は ARFGAP3 を免疫沈降できます。



ARFGAP3 抗体 (AMM83342) による唾液腺組織の IHC-P 解析