

**製品名:** PFKM マウスモノクローナル抗体

**カタログ番号:** AMM83349

研究使用のみ

## 概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IHC,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	IHC 1:100-1:200,IP 1:100-1:200
分子量	/

## 抗原情報

遺伝子名	PFKM
別名	PFKM
遺伝子 ID	
SwissProt ID	P08237
免疫原	ヒト PFKM の精製組換え断片


## 背景

-


## 研究分野

-

## 画像データ



レーン 1: SH-SY5Y 溶解物。レーン 2: PFKM マウス モノクローナル抗体によって SH-SY5Y 溶解物から免疫沈降された PFKM。レーン 3: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプコントロール抗体を使用します。結果: PFKM マウス モノクローナル抗体は PFKM を免疫沈降できます。



PFKM 抗体 (AMM83349) による骨格筋組織の IHC-P 分析