

製品名: UPB1 マウスモノクローナル抗体

カタログ番号: AMM83393

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IHC
反応性	人間、ネズミ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2a
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:100-1:200
分子量	Calculated MW::Observed MW:42kD

抗原情報

遺伝子名	UPB1
別名	UPB1
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q9UBR1
免疫原	ヒト UPB1 の精製組換え断片


背景

-


研究分野

-

画像データ



UPB1 マウス mAb を用いたラット肝臓組織溶解物に対するウェスタンブロット分析



UPB1 抗体 (AMM83393) による肝臓組織の IHC-P 解析