

**製品名: BIRC2 マウスモノクローナル抗体**

**カタログ番号: AMM83405**

研究使用のみ

## 概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

## 応用

希釈倍率	IP 1:100-1:200
分子量	/

## 抗原情報

遺伝子名	BIRC2
別名	BIRC2
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q13490
免疫原	ヒト BIRC2 の精製組換え断片


## 背景

-

## 研究分野

-

## 画像データ



レーン 1: HEK-293 溶解物。レーン 2: BIRC2 マウス モノクローナル抗体によって HEK-293 溶解物から免疫沈降された BIRC2。レーン 3: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプコントロール抗体を使用します。結果: BIRC2 マウス モノクローナル抗体は BIRC2 を免疫沈降できます。