

製品名: LONRF2 マウスモノクローナル抗体

カタログ番号: AMM83410

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	IP 1:100-1:200
分子量	/

抗原情報

遺伝子名	LONRF2
別名	LONRF2
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q1L5Z9
免疫原	ヒト LONRF2 の精製組換え断片


背景

-

研究分野

-

画像データ



レーン 1: HEK-293 溶解物。レーン 2: LONRF2 マウス モノクローナル抗体によって HEK-293 溶解物から免疫沈降された LONRF2。レーン 3: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプ コントロール抗体を使用します。結果: LONRF2 マウス モノクローナル抗体は LONRF2 を免疫沈降できます。