

製品名: C1QTNF1 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM83413**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	人間、ネズミ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	31.7kDa

抗原情報

遺伝子名	C1QTNF1
別名	C1QTNF1
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q9BXJ1
免疫原	ヒト C1QTNF1 の精製組換え断片

背景

-

研究分野

-

画像データ



ラット腎臓組織溶解物に対する C1QTNF1 マウス mAb を用いたウェスタンブロット分析