

製品名: ANGPTL7 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM83440**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	IHC 1:100-1:200
分子量	/

抗原情報

遺伝子名	ANGPTL7
別名	ANGPTL7
遺伝子 ID	
SwissProt ID	O43827
免疫原	ヒト ANGPTL7 の精製組換え断片


背景

-

研究分野

-

画像データ



ANGPTL7 抗体 (ANGPTL7 マウスモノクローナル抗体) による食道組織の IHC-P 分析