

**製品名: TRIM40 マウスモノクローナル抗体****カタログ番号: AMM83451**

研究使用のみ

**概要**

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	IHC 1:25-1:200
分子量	/

**抗原情報**

遺伝子名	TRIM40
別名	TRIM40
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q6P9F5
免疫原	ヒト TRIM40 の精製組換え断片


**背景**

-

## 研究分野

-

## 画像データ



TRIM40 抗体 (TRIM40 マウスモノクローナル抗体) による小腸組織の IHC-P 解析