

**製品名: CDH15 マウスモノクローナル抗体****カタログ番号: AMM83473**

研究使用のみ

**概要**

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IP
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
分子量	89kDa

**抗原情報**

遺伝子名	CDH15
別名	CDH15
遺伝子 ID	
SwissProt ID	P55291
免疫原	ヒト CDH15 の精製組換え断片


**背景**

-

## 研究分野

-

## 画像データ



CDH15 マウス mAb を用いた HeLa 細胞溶解液およびマウス脳組織溶解液に対するウェスタンブロット分析