

製品名: PSMA1 マウスモノクローナル抗体

カタログ番号: AMM83503

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000
分子量	29.6kDa

抗原情報

遺伝子名	PSMA1
別名	PSMA1
遺伝子 ID	
SwissProt ID	P25786
免疫原	ヒト PSMA1 の精製組換え断片


背景

-

研究分野

-

画像データ



PSMA1 マウス mAb を HeLa 細胞溶解液に対して用いたウェスタンブロット分析および 15 μ g