

製品名: PIK3AP1 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM83518**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	IHC 1:100-1:200
分子量	/

抗原情報

遺伝子名	PIK3AP1
別名	PIK3AP1
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q6ZUJ8
免疫原	ヒト PIK3AP1 の精製組換え断片


背景

-

研究分野

-

画像データ



PIK3AP1 抗体 (PIK3AP1 マウスモノクローナル抗体) による扁桃組織の IHC-P 解析