

**製品名: ANKRD26P1 マウスモノクローナル抗体****カタログ番号: AMM83566**

研究使用のみ

**概要**

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

**応用**

希釈倍率	IHC 1:200-1:400
分子量	/

**抗原情報**

遺伝子名	ANKRD26P1
別名	ANKRD26P1
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q6NSI1
免疫原	ヒト ANKRD26P1 の精製組換え断片


**背景**

-

## 研究分野

-

## 画像データ



ANKRD26P1 抗体 (ANKRD26P1 マウスモノクローナル抗体) による精巣組織の IHC-P 解析