

製品名: CFB マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM83598**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IP
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
分子量	86kDa

抗原情報

遺伝子名	CFB
別名	CFB
遺伝子 ID	
SwissProt ID	P00751
免疫原	ヒト CFB の精製組換え断片


背景

-


研究分野

-

画像データ



ヒト血漿に対するヒト CFB マウス mAb を用いたウェスタンブロット分析



レーン 1: AMM83598 によって血漿から免疫沈降された CFB。レーン 2: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプコントロール抗体を使用。結果: AMM83598 は CFB を免疫沈降できます。