

製品名: SYNPR マウスモノクローナル抗体

カタログ番号: AMM83606

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IP
反応性	人間、ネズミ
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IP 1:100-1:200
分子量	29.2kDa

抗原情報

遺伝子名	SYNPR
別名	SYNPR
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q8TBG9
免疫原	ヒト SYNPR の精製組換え断片


背景

-


研究分野

-

画像データ



ラット脳組織溶解物に対する SYNPR マウス mAb を用いたウェスタンブロット分析



レーン 1: ラット脳組織溶解物。レーン 2: AMM83606 によってラット脳組織溶解物から免疫沈降された SYNPR。レーン 3: レーン 2 と同じですが、IgG アイソタイプコントロール抗体を使用します。結果: AMM83606 は SYNPR を免疫沈降できます。