

製品名: ASRGL1 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM83616**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2a
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:500-1:1000
分子量	32.1kDa

抗原情報

遺伝子名	ASRGL1
別名	ASRGL1
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q7L266
免疫原	ヒト ASRGL1 の精製組換え断片


背景

-


研究分野

-

画像データ



Hep G2 溶解物に対する ASRGL1 マウス mAb を用いたウェスタンブロット分析



ASRGL1 抗体 (AMM83616) による子宮内膜組織のIHC-P 解析