

製品名: TG マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM83638**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2b
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	IHC 1:200-1:500
分子量	/

抗原情報

遺伝子名	TG
別名	TG
遺伝子 ID	
SwissProt ID	P01266
免疫原	精製されたヒト TG の組み換え断片


背景

-

研究分野

-

画像データ



TG 抗体 (TG マウスモノクローナル抗体) による甲状腺組織の IHC-P 分析