

製品名: ARHGAP45 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM83647**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000,IHC 1:50-1:200
分子量	124.6kDa

抗原情報

遺伝子名	ARHGAP45
別名	ARHGAP45
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q92619
免疫原	ヒト ARHGAP45 の精製組換え断片


背景

-


研究分野

-

画像データ



Raji 溶解液に対する ARHGAP45 マウス mAb を用いたウェスタンブロット分析



ARHGAP45 抗体 (AMM83647) による扁桃組織の IHC-P 分析