

製品名: VMP1 マウスモノクローナル抗体

カタログ番号: AMM83649

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	IHC
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG2a
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05%アジ化ナトリウムを含む PBS 中の精製抗体
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	IHC 1:50-1:200
分子量	/

抗原情報

遺伝子名	VMP1
別名	VMP1
遺伝子 ID	
SwissProt ID	Q96GC9
免疫原	ヒト VMP1 の精製組換え断片


背景

-

研究分野

-

画像データ



VMP1 抗体 (VMP1 マウスモノクローナル抗体) による精巣組織の IHC-P 分析