

製品名: MYH1 マウスモノクローナル抗体

カタログ番号: AMM84935

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	ICC
反応性	ヒト、マウス、ラット、ショウジョウバエ、線虫
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.5% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	ICC 1:50-1:200
分子量	/

抗原情報

遺伝子名	MYH1
別名	fast skeletal muscle; MYH3; HEMHC; Myosin-1; Myosin heavy chain 2x; MyHC-2x; Myosin heavy chain IIx/d; MyHC-IIx/d; Myosin heavy chain; skeletal muscle; adult 1
遺伝子 ID	4619.0
SwissProt ID	P12882
免疫原	ミオシン重鎖の合成ペプチド


背景

筋肉の収縮。

研究分野

-

画像データ



MYH1 抗体を使用した線虫組織の免疫蛍光染色における MYH1 の免疫蛍光分析。