

製品名: SSB マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM85010**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	人間
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウム、0.5% 保護タンパク質、50% グリセロールを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:500-1:1000
分子量	Calculated MW: 47 kDa; Observed MW: 50 kDa

抗原情報

遺伝子名	SSB
別名	La; LARP3; La/SSB
遺伝子 ID	6741.0
SwissProt ID	P05455
免疫原	大腸菌で発現した精製された組み換えヒト La 抗原タンパク質断片。

背景


新生 RNA ポリメラーゼ III 転写産物の 3'ポリ(U)末端に結合し、エキソヌクレアーゼによる消化から保護し、折り畳みと成熟を促進し

ます。

研究分野

-

画像データ



La 抗原抗体を使用した、MCF-7、A549、Jurkat、および HeLa 溶解物中の La 抗原のウエスタン ブロット分析。