

製品名: ALDOC マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM85995**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,FC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG3
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウムを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000,FC 1:25-1:50
分子量	39.5kDa

抗原情報

遺伝子名	ALDOC
別名	Fructose-bisphosphate aldolase C, Brain-type aldolase, ALDOC, ALDC
遺伝子 ID	230.0
SwissProt ID	P09972
免疫原	このモノクローナル抗体を生成するために、精製された His タグ付き ALDOC タンパク質が使用されました。

背景

研究分野

-

画像データ

全レーン：抗ALDOC抗体（C末端）1:2000希釈

