

製品名: RAB3B マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM86000**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,IHC,FC
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウムを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000,IHC 1:100-1:500,FC 1:25-1:50
分子量	24.8kDa

抗原情報

遺伝子名	RAB3B
別名	Ras-related protein Rab-3B, RAB3B
遺伝子 ID	5865.0
SwissProt ID	P20337
免疫原	この RAB3B 抗体は、ヒト RAB3B の組み換えタンパク質で免疫化されたマウスから生成されません。


背景

タンパク質輸送。おそらく小胞輸送に関与している（類似性から）。

研究分野

-

画像データ



全レーン：抗 RAB3B 抗体 (1:2000 希釈)