

製品名: CDX1 マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM86005**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB
反応性	ヒト、マウス、ラット
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウムを含む TBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000
分子量	28.1kDa

抗原情報

遺伝子名	CDX1
別名	Homeobox protein CDX-1, Caudal-type homeobox protein 1, CDX1
遺伝子 ID	1044.0
SwissProt ID	P47902
免疫原	このモノクローナル抗体を生成するために、精製された His タグ付き CDX1 タンパク質が使用されました。

背景

腸の最終分化において役割を果たす可能性がある。

研究分野

-

画像データ

全レーン：抗CDX1抗体（C末端）1:1000~1:2000希釈

