

製品名: RAB27B マウスモノクローナル抗体**カタログ番号: AMM86010**

研究使用のみ

概要

説明	マウスモノクローナル抗体
宿主	ねずみ
応用	WB,FC
反応性	ヒト、マウス
標識	非共役
修飾	未修正
アイソタイプ	Mouse IgG1
クローン性	モノクローナル
形態	液体
濃度	1mg/ml
保存	アリコートし、-20°Cで保存してください（12 ヶ月有効）。凍結/融解サイクルを避けてください。
輸送	氷袋
バッファー	0.05% アジ化ナトリウムを含む PBS で精製された抗体。
精製	アフィニティー精製

応用

希釈倍率	WB 1:1000-1:2000,FC 1:25-1:50
分子量	24.6kDa

抗原情報

遺伝子名	RAB27B
別名	Ras-related protein Rab-27B, C25KG, RAB27B
遺伝子 ID	5874.0
SwissProt ID	O00194
免疫原	この RAB27B 抗体は、ヒト RAB27B の組み換えタンパク質で免疫化されたマウスから生成されません。


背景

ウロプラキンを尿路上皮頂膜に標的化することに関与している可能性がある。

研究分野

-

画像データ



全レーン：抗 RAB27B 抗体 (1:2000 希釈)